

TECHNISCHE DATEN VOM WHEELLATOR:

- ✓ Einfache Ausführung für den Innen- und Außengebrauch.
- ✓ Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, dadurch erreichen Sie eine Lebensdauer von über 10 Jahren.
- ✓ Kratzfeste Schiebegriffe aus verchromtem Stahlrohr.
- ✓ Schiebegriffe mit Höhenverstellung 81 cm – 91 cm, für Anwendergrößen 1,5 bis 2,0 m.
- ✓ Sehr griffiger Handgriff, aus weichem Kunststoff mit geringem Gummianteil.
- ✓ Höhenverstellung der Rückenlehne, so dass der Wheelator von kleinen und großen Menschen verwendet werden kann. Ein Kippen nach Hinten ist damit ausgeschlossen.
- ✓ Abnehmbare Fußstützen zur Beinverlängerung, da durch haben Sie mehr Komfort.
- ✓ Höhe der Sitzfläche 57 cm Standard, für kleinere Menschen 53 cm (Sonderanfertigung).
- ✓ Sitzfläche ist aus Polyurethan, da durch ist der Sitz witterungsbeständig.
- ✓ Kabel und Trommelbremse aus Metall, für eine garantiert lange Haltbarkeit.
- ✓ Funktion der Bremsen als Betriebs - und Feststellbremse, so dass Sie die Geschwindigkeit abbremsen und beim Parken nicht rollen können.
- ✓ Maximale Breite innen ist 44 cm und außen 68,6 cm, so dass Sie eine gute Bewegungsfreiheit haben und auch noch durch das Standard-Tür-Innenmaß von 73 cm passen.
- ✓ Gewicht 16 kg Maximale Belastbarkeit bis zu 150 kg, dadurch haben auch etwas schwerere Menschen genügend Stabilität.
- ✓ Die Belastbarkeit für den Korb ist 9 kg, so können Sie Ihren Einkauf leicht nach Hause bringen.
- ✓ Farben schwarz, grün und orange (andere Farben auf Anfrage)
- ✓ Größe der Vorderräder 200 X 50 mm pannenfreie PU – Bereifung, so kommen Sie auch über kleine Hindernisse und brauchen die Reifen nicht aufzupumpen.
- ✓ Mit 2 kugelgelagerten Nylonfelgen dadurch sind die 360° schwenkbar. Die haben einen kleinen Wendekreis.
- ✓ Hinterräder sind standardmäßig 24“ Vollgummi (auf Anfrage luftbefüllt), dadurch haben Sie eine enorme Stabilität und brauchen keine Sorgen vor einer Panne haben.
- ✓ Anwendergröße von 1,5 m – 2,0 m Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.



*Der Wheelator™ ist nicht als Ersatz für einen Rollstuhl gedacht. Er ist also für Personen, die nicht mehr von alleine gehen können, ungeeignet. Der Wheelator soll den Rollstuhl auch nicht ersetzen. Der Rollmodus dient nur zur Überwindung kurzer Strecken.

Made in Finland CE Zertifizierung Erfüllt die Anforderung der Norm SFS-EN ISO 11199 – 2 Klassifikation nach SFS-EN ISO 11199: 120606

Das wird Ihr Wheellator für Sie als Unternehmer tun:

- Sie expandieren mit Ihrem Geschäft bekommen neue Kunden und positionieren sich neu.
- Sie haben ein neues Produkt mit einem unvergleichbaren Alleinstellungsmerkmal ohne Konkurrenz.
- Sie generieren dadurch neue Umsätze.
- Sie können ein Marketingkonzept mit einer Landingpage von uns bekommen, wodurch sie neue Kunden auch Online generieren können und wir unterstützen Sie mit einem vollautomatisierten E – Mailmarketing für Zusatzverkäufe.
- Wir machen spezielle Online Werbung in Ihrer Region, dadurch haben Sie mehr Laufkundschaft.
- Sie bekommen von uns ein spezielles vollautomatisiertes Kundenbindungs-system an die Hand, so dass Ihre Kunden mindestens 1 Mal im Jahr zu Ihnen ins Geschäft kommen müssen.
- Sie sind bei der Markteinführung von Anfang an dabei, positionieren sich und heben sich drastisch von Ihren Mitbewerbern ab.
- Sie bekommen von uns regelmäßige Verkaufs- und Marketingschulungen.
- Sie erreichen komplett neue Zielgruppen und machen dadurch mehr Umsatz.
- Sie sparen Platz und Kosten da Sie aus 2 Gehhilfen eine gemacht haben.
- Sie haben eine Partnerschaft mit einem Traditionsunternehmen aus Finnland mit 35 Jahren Erfahrung im Hilfsmittelsektor. Eine hohe Qualität, guter Kundenservice und schnelle Ersatzteilbeschaffung ist das was unsere Kunden über uns sagen und wofür wir stehen.
- Aus den Erfahrungen mit unseren Rollatoren, haben wir einen Lebenszyklus von über 10 Jahren.
- Diverse Teile vom Wheellator werden noch per Hand in unserer eigenen Produktion gefertigt.



Das kann der Wheellator für Sie und das Personal im Krankenhaus -Pflegeheim tun:

- Das Pflegepersonal vermeidet unergonomische Bewegung beim Wechsel vom Rollator auf dem Rollstuhl
- Für das Pflegepersonal ist der Wheellator eine unschätzbare Erleichterung. Er bringt Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Komfort mehr Sicherheit, Freiheit, Mobilität und Flexibilität für Kunden/Patienten dadurch weniger Beschäftigung für das Personal.
- Sie können jetzt die Zeit für die wichtigen Belange der Kunden nutzen.
- Der Benutzer kann sich ohne Hilfe, unabhängig bewegen. Mit dem Wheellator können Krankenhäuser und Pflegeheime ihren Patienten und Kunden Sicherheit, mit hoher Qualität und Beweglichkeit garantieren.

Das wird Ihr Wheellator für Ihre Kunden Tun:

- Ihre Kunden schaffen weitere Wege und sind dabei selbstbewusster und unabhängiger in ihrer Mobilität, auch vom Pflegepersonal.
- Ihre Kunden können ihn ohne Helfer auch als Rollstuhl verwenden, dabei bewegen Sie einfach mit Ihren Händen die großen Räder.
- Ihre Kunden haben mehr Energie beim Einkaufen und beim Spaziergang und bekommen mehr Unabhängigkeit, Freiheit, Komfort, Sicherheit und Stabilität und sind sehr flexibel bei jedem Schritt den Sie gehen.
- Den Wheellator™ können sie in 4 Anwendungsmöglichkeiten benutzen.
- Sie haben aus 2 Gehhilfen eine gemacht, sparen Platz und Kosten und reduzieren drastisch die Unfall Gefahr.
- Ihre Kunden können sich bei einer Erschöpfung setzen und ausruhen, die Fahrt kann dann auch im sitzen weiter fortgeführt werden.



- Optimale Rehabilitation und Training für Beine, Bauch und Oberkörper-muskulatur Ihrer Kunden.
- Ihre Kunden haben eine Lebenserleichterung im Alltag besonders bei MS und COPD Patienten.
- Ihre Kunden haben bei der Anwendung eine optimale, aufrechte Körperhaltung.
- Ihre Kunden können den Wheellator™ sehr leicht lenken und haben einen enormen kleinen Wendekreis, dadurch besteht jede Menge Beweglichkeit auch auf engsten Raum.
- Der Wheellator ist designt und hergestellt in Finnland. Er steht für hohe Qualität und Sicherheit auch bei Regen, Schnee und Eis.



TUKIMET OY

Valajantie 5, 26820 Rauma, FINNLAND

+358 2 677 4222 | tukimet@tukimet.fi | www.wheellator.de